


WbおよびElisa用抗Rnf20ウサギモノクローナル抗体 - Q5Vtr2

商品番号: CM0005904



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用の高品質抗RNF20ウサギモノクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのヒストンH2BユビキチンリガーゼであるRNF20と反応し、エピゲノム研究やがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF20 Rabbit mAb
別名	BRE1; BRE1A; hBRE1; RNF20
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56254
遺伝子ID	56254
免疫原	合成ペプチド - ヒト RNF20 (Q5VTR2) のアミノ酸1~100番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5VTR2
タンパク質分子量	114kDa
発送方法	保冷剤