

Anti-Rnf220 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q5Vtb9

商品番号: CM0013694

前書き

RNF220（E3ユビキチンタンパク質リガーゼ）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット法とELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのRNF220（63kDa）を認識します。ユビキチン化、Wntシグナル伝達、神経発達、およびインターフェロン応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF220 Rabbit pAb
備考/別名	HLD23; Clorf164; RNF220
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55182
遺伝子ID	55182
免疫原	ヒトRNF220 (NP_060620.2) のアミノ酸267-566に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5VTB9
タンパク質分子量	63kDa
配送	氷袋