

## Wb、If、Elisa用抗Rnf31ポリクローナル抗体 - Q96Ep0

商品番号: CM0016423



## 前書き

ヒトRNF31（HOIP、ZIBRA）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッティング、免疫蛍光、ELISAに対応しています。ヒトおよびマウスサンプルで検証済みで、LUBAC複合体の約120 kDaのE3リガーゼ構成因子を認識します。NF- $\kappa$ Bシグナル伝達および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名         | RNF31 ウサギpAb                                           |
| 備考/別名       | HOIP ; Paul ; ZIBRA ; RNF31                            |
| 種           | ヒト                                                     |
| GeneID (ヒト) | 55072                                                  |
| GeneID      | 55072                                                  |
| 免疫原         | ヒトRNF31 (NP_060469.4) のアミノ酸500〜700に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                    |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                              |
| 用途          | WB、IF-P、ELISA                                          |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                 |
| SWISS       | Q96EP0                                                 |
| タンパク質分子量    | 120 kDa                                                |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                  |