

Anti-Rnf31ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Ep0

商品番号: CM0026720



前書き

RNF31

(HOIP)に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットと反応します。NF-κBシグナル伝達および直鎖状ユビキチン化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF31 Rabbit pAb
備考/別名	HOIP; Paul; ZIBRA; RNF31
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55072
GeneID	55072
免疫原	組換えタンパク質 ヒト RNF31 (NP_060469.4) のアミノ酸500-700に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	Q96EP0
タンパク質分子量	120kDa
配送	アイスバッグ