

抗Rnf34ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q969K3

商品番号: CM0027248

前書き

E3ユビキチンリガーゼであるヒトRNF34（CARP1/hRFI）を標的とした高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済み。アポトーシス、タンパク質分解、自然免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF34 ウサギpAb
備考/別名	RFI, RIF, RIFF, hRFI, CARP1, CARP-1, RNF34
種	ヒト
GeneID	80196
免疫原	ヒトRNF34の1-220アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_079402.2)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q969K3
タンパク質重量	42kDa
配送	アイスバッグ