

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Rnf4 ウサギポリクローナル抗体 - P78317

商品番号: CM0013519



前書き

ヒトRNF4（SLX5/SNURF）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。SUMO化依存性分解経路に関与するE3ユビキチンタンパク質リガーゼを標的とする。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF4 ウサギ pAb
備考 / 別名	SLX5, SNURF, RES4-26, RNF4
種	ヒト
遺伝子ID	6047
免疫原	ヒトRNF4（NP_001171938.1）のアミノ酸1-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P78317
タンパク質分子量	21 kDa
輸送	保冷バッグ