


## ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Rnf40 ウサギモノクローナル抗体 - O75150

商品番号: CM0005876



### 前書き

ヒトRNF40/BRE1Bに対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。ヒストンH2Bのモノユビキチン化、エピジェネティック調節、KSHVライティックサイクルの研究に有用です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                |
|----------|--------------------------------------------------|
| 製品名      | RNF40 ウサギ mAb                                    |
| 備考/別名    | BRE1B; RBP95; STARING; RNF40                     |
| 種        | ヒト                                               |
| 遺伝子ID    | 9810                                             |
| 免疫原      | ヒトRNF40 (O75150)のアミノ酸231-431に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来       | ウサギ                                              |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                        |
| 適用       | WB, IHC-P, ELISA                                 |
| 交差反応性    | ヒト、マウス                                           |
| SWISS    | O75150                                           |
| タンパク質分子量 | 114kDa                                           |
| 輸送       | 保冷バッグ                                            |