


抗Rnf40ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O75150

商品番号: CM0027508



前書き

WBおよびELISAで検証済みのRNF40ウサギポリクローナル抗体です。ヒトのE3ユビキチンタンパク質リガーゼBRE1B（O75150）を標的とし、エピゲネティクスおよびクロマチン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF40 Rabbit pAb
別名	BRE1B; RBP95; STARING; RNF40
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9810
遺伝子ID	9810
免疫原	ヒトRNF40（NP_055586.1）のアミノ酸1〜300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75150
タンパク質分子量	114kDa
発送	氷袋