


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Rnf7 モノクローナル抗体 - Q9Ubf6

商品番号: CM0004145



前書き

ヒト RNF7 (SAG/ROC2/RBX2/CKBBP1)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。ユビキチン化および細胞周期研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF7 ウサギ mAb
備考/別名	SAG; ROC2; rbx2; CKBBP1; RNF7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9616
遺伝子ID	9616
免疫原	ヒト RNF7 (NP_055060.1) のアミノ酸1-113に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBF6
タンパク質分子量	13kDa
配送	保冷バッグ