


抗Rnf7ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Ubf6

商品番号: CM0030429



前書き

RNF7（別名ROC2、SAG）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。ヒト試料を用いたWB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しています。カーリン-

RINGリガーゼ複合体に関与する分子量13kDaのタンパク質（UniProt: Q9UBF6）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF7 Rabbit pAb
別名	SAG; ROC2; rbx2; CKBBP1; RNF7
対象種	ヒト
GeneID	9616
免疫原	ヒトRNF7（NP_055060.1）のアミノ酸1-113番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UBF6
タンパク質分子量	13kDa
輸送方法	氷袋