


Wb、Elisa用抗Rnf8ポリクローナル抗体 - O76064

商品番号: CM0030017



前書き

ヒトRNF8を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。DNA損傷シグナル伝達およびユビキチン化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF8 ウサギ pAb
備考/別名	hRNF8; RNF8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9025
GeneID	9025
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRNF8 (NP_003949.1) のアミノ酸230～485に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O76064
タンパク質分子量	56kDa
輸送方法	氷袋