


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Rnf8ウサギモノクローナル抗体 - O76064

商品番号: CM0006724



前書き

ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済みのRNF8ウサギモノクローナル抗体。DNA損傷修復に関与するヒト、マウス、ラットRNF8 E3ユビキチンリガーゼ（約56 kDa）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF8 ウサギmAb
備考／別名	hRNF8; RNF8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9025
GeneID	9025
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRNF8 (NP_003949.1) のアミノ酸1~260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O76064
タンパク質分子量	56kDa
輸送	保冷バッグ