


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Rngtt ウサギポリクローナル抗体 - O60942

商品番号: CM0028820



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用の抗RNGTT ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの RNGTTに反応します。mRNAキャップ形成の研究や診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNGTT Rabbit pAb
備考/別名	HCE; HCE1; hCAP; CAPIA; RNGTT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8732
GeneID	8732
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRNGTT (NP_003791.3) のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60942
タンパク質分子量	69kDa
配送	保冷バッグ