

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Rnh1 ポリクローナル抗体 - P13489

商品番号: CM0026172



前書き

RNH1 (リボヌクレアーゼ阻害剤、RAI)
に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/
ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサ
ンプルに反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNH1 ウサギ pAb
備考/別名	RAI; RNH; RNH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6050
GeneID	6050
免疫原	ヒトRNH1 (NP_002930.2) のアミノ酸202-461に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13489
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ