

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Robo1 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9Y6N7

商品番号: CM0018535



前書き

ヒトROBO1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。軸索ガイダンス、神経発生、細胞遊走研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ROBO1 ウサギ pAb
備考/別名	NORS; NYS8; SAX3; CPHD8; DUTT1; ROBO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6091
GeneID	6091
免疫原	ヒトROBO1 (NP_002932.1) のアミノ酸1452-1651に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6N7
タンパク質分子量	181kDa
発送	保冷バッグ