

Anti-Rock1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、If、Elisa用） - Q13464

商品番号: CM0014899



前書き

ヒト、マウス、ラットサンプルでWB、IP、IF-P、ELISAについて検証済みのROCK1ウサギポリクローナル抗体。アクチン細胞骨格および細胞極性の重要な制御因子であり、細胞運動性およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ROCK1 Rabbit pAb
備考/別名	ROCK-I; P160ROCK; ROCK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6093
GeneID	6093
免疫原	ヒトROCK1 (NP_005397.1) のアミノ酸400-660に相当する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13464
タンパク質分子量	158kDa
配送	氷袋