

Wb、Ihc-

P、Elisa用抗Rock1ウサギポリクローナル抗体（Koバリデーション済み） - Q13464

商品番号: CM0015011



前書き

ノックアウトによりバリデーション済みの、ヒトROCK1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAに使用でき、ヒトおよびマウスのサンプルと反応します。細胞骨格、細胞極性、シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] ROCK1ウサギpAb
備考／別名	ROCK-I; P160ROCK; K1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6093
GeneID	6093
免疫原	組換えタンパク質 ヒトROCK1（NP_005397.1）のアミノ酸400～660に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13464
タンパク質分子量	158kDa
配送	保冷バッグ