

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Rock2 ポリクローナル抗体 - O75116

商品番号: CM0027442



前書き

ROCK2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのROCK2（約161kDa）を検出。細胞骨格およびキナーゼシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ROCK2 Rabbit pAb
備考/別名	ROCK-II; ROCK2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9475
遺伝子ID	9475
免疫原	ヒトROCK2 (NP_004841.2) のアミノ酸1109-1388に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75116
タンパク質分子量	161kDa
配送	氷袋