


Wb、Elisa用 抗Rogdiポリクローナル抗体 - Q9Gzn7

商品番号: CM0025354



前書き

ヒトROGDIを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。神経科学研究および疾患モデル研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ROGDI ウサギ pAb
備考/別名	KTZS; RAV2; ROGDI; ROGDI
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79641
遺伝子ID	79641
免疫原	ヒトROGDI (NP_078865.1) のアミノ酸1-140に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9GZN7
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷バッグ