

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Rom1 ポリクローナル抗体 - Q03395

商品番号: CM0029850



前書き

ヒトROM1 (TSPAN23)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IHC-P、ELISAで検証済み。網膜研究および桿体外節研究用。体外診断用および研究用に最適化されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ROM1 ウサギ pAb
備考/別名	ROM; RP7; ROSPI; TSPAN23; ROM1
種	ヒト
GeneID	6094
免疫原	ヒトROM1 (NP_000318.1) のアミノ酸126-263に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03395
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ