

Wb用抗Romolウサギモノクローナル抗体 - P60602

商品番号: CM0010738

前書き

ヒトROMO1を特異的に標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。ROSおよびミトコンドリア形態の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	[KDバリデーション済み] ROMO1ウサギmAb
備考／別名	MTGM、MTGMP、C20orf52、bA353C18.2、ROMO1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	140823
免疫原	ヒトROMO1のアミノ酸1〜79内の配列に対応する合成ペプチド（NP_542786.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-F、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60602
タンパク質分子量	8 kDa
輸送	保冷バッグ