


Wb、Elisa用抗Ror1ポリクローナル抗体 - Q01973

商品番号: CM0028354



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのウサギ由来ROR1ポリクローナル抗体で、ラットと交差反応性を示します。Wntシグナル伝達、神経栄養因子受容体の研究、がん研究に最適です。非コンジュゲート、標的分子量104kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ROR1 Rabbit pAb
備考/別名	NTRKR1; dJ537F10.1; ROR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4919
遺伝子ID	4919
免疫原	ヒトROR1 (NP_005003.2) のアミノ酸24〜403番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q01973
タンパク質分子量	104kDa
発送	氷袋