

WbおよびElisa用抗Ror2ラビットモノクローナル抗体 - Q01974

商品番号: CM0012048



前書き

ヒトROR2を標的とするラビットモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスと交差反応します。軟骨形成、骨形成、およびWntシグナリングの研究に有用です。約105 kDaのタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ROR2 Rabbit mAb
備考/エイリアス	BDB; BDB1; NTRKR2; ROR2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4920
遺伝子ID	4920
免疫原	ヒトROR2 (Q01974) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q01974
タンパク質分子量	105kDa
配送	氷袋