

抗Ror2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q01974

商品番号: CM0024771



前書き

ヒトROR2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのROR2を認識し、Wntシグナル伝達、骨形成、軟骨発生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ROR2 Rabbit pAb
備考／別名	BDB; BDB1; NTRKR2; ROR2
種	ヒト
GeneID	4920
免疫原	合成ペプチド（ヒトROR2のアミノ酸100-200番、NP_004551.2）
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01974
タンパク質分子量	105kDa
発送方法	氷袋