


Anti-Rora ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P35398

商品番号: CM0026291



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証されたRORAウサギポリクローナル抗体（P35398）。ヒト、マウス、ラットのRORAを検出します。概日リズム、代謝、およびT細胞分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RORA Rabbit pAb
備考/別名	ROR1; ROR2; ROR3; RZRA; NR1F1; RORa1; IDDECA; RORalpha; RZR-ALPHA; RORA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6095
GeneID	6095
免疫原	ヒトRORA (NP_599023.1) のアミノ酸175-255に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35398
タンパク質分子量	53KDa/59kDa/61KDa/63KDa
配送	アイスバッグ