


Wb、Elisa用抗Rorcポリクローナル抗体 - P51449

商品番号: CM0013323



前書き

WBおよびELISA用ウサギポリクローナル抗RORC抗体。ヒトRORCを検出し、マウスおよびラットと交差反応します。免疫細胞分化、概日リズム、代謝調節における核内受容体ROR- γ の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RORCウサギpAb
備考／別名	TOR; RORG; RZRG; IMD42; NR1F3; RZR-GAMMA; RORC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6097
遺伝子ID	6097
免疫原	ヒトRORC (NP_005051.2) の223～312アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51449
タンパク質分子量	58kDa
輸送	保冷バッグ