

Anti-Rorβ Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q92753

商品番号: CM0002512

前書き

ヒトRORβに対する検証済みウサギモノクローナル抗体（ウェスタンブロットおよびELISA用）。ヒト、マウス、ラットと反応します。核内受容体ROR-betaを標的とし、概日リズム、視覚、および神経発達に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RORβ Rabbit mAb
備考/別名	RZRB; EIG15; NR1F2; ROR-BETA; RZR-BETA; bA133M9.1; RORβ
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6096
GeneID	6096
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92753
タンパク質分子量	53kDa
配送	アイスバッグ