


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Rpa2 ポリクローナル抗体 - P15927

商品番号: CM0022386



前書き

ヒトRPA2 (RP-A p32)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。DNA複製とDNA損傷応答に必須。DNA修復とゲノム安定性の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPA2 ウサギ pAb
備考/別名	RPA2; REPA2; RP-A p32; RP-A p34; RPA32; RP-Ap32; RP-Ap34; レプリケーションプロテインA2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6118
GeneID	6118
免疫原	ヒトRPA2(NP_002937.1)のアミノ酸1-270に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15927
タンパク質分子量	29kDa/30kDa/38kDa
発送	保冷剤入り