


Anti-Rpa32/Rpa2 モノクローナル抗体（Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa対応） - P15927

商品番号: CM0010715



前書き

ヒト、マウス、ラットでWB, IF/ICC, IHC-P, ELISAについて検証済みのウサギモノクローナルRPA 32/RPA2抗体。DNA複製および損傷修復に不可欠です。IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPA32/RPA2 Rabbit mAb
備考/別名	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6118
免疫原	ヒトRPA32/RPA2 (NP_002937.1) のアミノ酸1-270に相当する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15927
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスバッグ