

Wb、Ip、Elisa、Chip用 Anti-Rpa70/Rpa1 ラビットモノクローナル抗体 - P27694

商品番号: CM0005523



前書き

ヒトRPA70/RPA1 (P27694)

を標的とする組換えラビットモノクローナル抗体。W B、IP、ELISA、ChIPで検証済み。ヒトおよびラットタンパク質を認識します。DNA複製および修復の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPA70/RPA1 Rabbit mAb
備考/別名	HSSB; RF-A; RP-A; REPA1; RPA70; MST075; PFBMFT6; RPA70/RPA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6117
GeneID	6117
免疫原	合成ペプチド ヒトRPA70/RPA1 (P27694) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P27694
タンパク質分子量	68kDa
配送	氷袋