

ウエスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン切片）、Elisa用 抗Rpa70/Rpa1 ウサギ ポリクローナル抗体 - P27694

商品番号: CM0018051



前書き

ヒトRPA70/RPA1（複製タンパク質A 70kDaサブユニット）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫組織化学、ELISAで検証済み。DNA複製、修復、損傷応答の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPA70/RPA1 ウサギ pAb
備考/別名	HSSB; RF-A; RP-A; REPA1; RPA70; MST075; PFBMFT6; RPA70/RPA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6117
GeneID	6117
免疫原	ヒトRPA70/RPA1のアミノ酸1-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002936.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差性	ヒト
SWISS	P27694
タンパク質分子量	68kDa
輸送	保冷バッグ