

WbおよびElisa用抗Rpap2ポリクローナル抗体 - Q8Iwx5

商品番号: CM0020294



前書き

ヒトRPAP2（RNAポリメラーゼII関連タンパク質2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISA用途に適しています。RPAP2はsnRNA転写および小胞体ストレスシグナル伝達に関与するCTDホスファターゼです。SWISS: Q8IXW5。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPAP2 ウサギpAb
備考／別名	Rtr1; Clorf82; RPAP2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	79871
GeneID	79871
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRPAP2（Q8IXW5）のアミノ酸1～612に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IXW5
タンパク質分子量	70kDa
輸送	保冷バッグ