


## Anti-Rpb3/Polr2C ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa対応） - P19387

商品番号: CM0020088



### 前書き

DNA指向性RNAポリメラーゼIIサブユニットRPB3 (POLR2C)に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルでWB、IP、ELISAについて検証済みです。転写およびRNAポリメラーゼIIの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名        | RPB3/POLR2C ウサギ pAb                                         |
| 備考/別名      | RPB3; RPB31; hRPB33; hsRPB3; RPB3/POLR2C                    |
| 種          | ヒト                                                          |
| 遺伝子ID (ヒト) | 5432                                                        |
| 遺伝子ID      | 5432                                                        |
| 免疫原        | ヒト RPB3/POLR2C (NP_116558.1) のアミノ酸1-275に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース        | ウサギ                                                         |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                   |
| アプリケーション   | WB, IP, ELISA                                               |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                                      |
| SWISS      | P19387                                                      |
| タンパク質分子量   | 31kDa                                                       |
| 配送         | 氷袋                                                          |