

Wb用抗Rpeポリクローナル抗体 - Q96At9

商品番号: CM0016228



前書き

ヒトリブロースリン酸3-

エピメラーゼ（RPE、Q96AT9）を標的とする高品質ウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティング、免疫蛍光法、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応性を示し、25kDaの予想されるバンドを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPE ウサギpAb
備考/別名	RPE2-1; RPE
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6120
GeneID	6120
免疫原	ヒトRPE（NP_954699.1）のアミノ酸1～228に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96AT9
タンパク質分子量	25kDa
配送方法	氷袋梱包