

WbおよびElisa用抗Rpe65ポリクローナル抗体 - Q16518

商品番号: CM0022579

前書き

ヒトRPE65を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応します。RPE65はレチノイド回路における重要なイソメロヒドロラーゼであり、視覚に不可欠です。網膜疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPE65 ウサギ pAb
備考／別名	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6121
遺伝子ID	6121
免疫原	ヒトRPE65 (NP_000320.1) のアミノ酸340～440領域の配列に対応する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q16518
タンパク質分子量	61kDa
輸送方法	保冷剤