

Wb、If-P、Elisa用抗Rpe65ポリクローナル抗体 - Q16518

商品番号: CM0025690

前書き

ウエスタンブロット（WB）、パラフィン切片免疫蛍光（IF-P）、ELISAで検証済みのウサギ由来抗RPE65ポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのレチノイドイソメロヒドロラーゼを検出し、視覚サイクルや遺伝性網膜疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPE65 ウサギ pAb
別名	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
対象種	ヒト
遺伝子ID	6121
免疫原	ヒトRPE65（NP_000320.1）のアミノ酸274-533番に相当する組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16518
タンパク質分子量	61kDa
輸送方法	保冷剤