

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa用 抗Rpe65 ラビットモノクローナル抗体 - Q16518

商品番号: CM0005333

前書き

RPE65に対する高特異性ラビットモノクローナル抗体。
。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。レチノイドサイクル研究および視覚研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPE65 Rabbit mAb
備考/別名	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6121
GeneID	6121
免疫原	合成ペプチド ヒトRPE65 (Q16518) のアミノ酸400-500以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q16518
タンパク質分子量	61kDa
配送	氷袋