


抗Rpf2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H7B2

商品番号: CM0023401



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのRPF2ウサギポリクローナル抗体です。リボソーム大サブユニット集合に参与する核小体タンパク質である、ヒト、マウス、ラットのRPF2を検出します。リボソーム生合成研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPF2 Rabbit pAb
備考/別名	BXDC1; bA397G5.4; RPF2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	84154
GeneID	84154
免疫原	ヒトRPF2 (NP_115570.1) のアミノ酸1-306番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H7B2
タンパク質分子量	36kDa
発送	氷袋