


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Rpgrポリクローナル抗体 - Q92834

商品番号: CM0024606



前書き

ヒトRPGR（Q92834）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAに対応しています。繊毛輸送と網膜恒常性に必須なGEFであるヒト、マウス、ラットのRPGRを検出します。視覚および線維症（シリオパチー）研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPGR ウサギ pAb
備考/別名	CRD; RP3; COD1; PCDX; RP15; XLRP3; orf15; CORDX1; RPGR
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6103
遺伝子ID	6103
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRPGR（NP_001030025.1）のアミノ酸1〜260番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92834
タンパク質分子量	113kDa
輸送方法	保冷剤