

## Wb、If、Elisa用抗Rpgrウサギモノクローナル抗体 - Q92834-6

商品番号: CM0006962

### 前書き

ヒトRPGR（アイソフォーム6）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、ELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。繊毛および網膜疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 仕様                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名        | RPGRウサギmAb                                             |
| 備考／別名      | CRD; RP3; COD1; PCDX; RP15; XLRP3; orf15; CORDX1; RPGR |
| 種          | ヒト                                                     |
| GeneID（ヒト） | 6103                                                   |
| 免疫原        | ヒトRPGRのアミノ酸1〜260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。（NP_001030025.1）  |
| 由来         | ウサギ                                                    |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                              |
| アプリケーション   | WB、IF/ICC、IF-P、ELISA                                   |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS      | Q92834-6                                               |
| タンパク質分子量   | 52kDa/70kDa/83kDa/90kDa/113kDa/127kDa                  |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                  |