

If-PおよびElisa用 抗Rpgrip1 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q96Kn7

商品番号: CM0024081



前書き

ヒトRPGRIP1に対するIF-PおよびELISA用ウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応性あり。光受容体の機能と繊毛局在に必須の足場タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPGRIP1 ウサギ pAb
備考/別名	RPGRIP1; CORD13; LCA6; RGI1; RGRIP; RPGRIP; RPGRIP1d; 網膜色素変性症GTPase調節因子相互作用タンパク質1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57096
免疫原	ヒトRPGRIP1 (NP_065099.3) のアミノ酸1091-1286に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q96KN7
タンパク質分子量	66kDa/70kDa/74kDa/76kDa/103kDa/146kDa
輸送	保冷バッグ