

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Rph3Al ポリクローナル抗体 - Q9Une2

商品番号: CM0026466

前書き

RPH3AL (NOC2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。内分泌細胞および外分泌細胞における調節型エキソサイトーシスに重要なRabエフェクタータンパク質である、ヒトおよびマウスのRPH3ALを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPH3AL ウサギ pAb
備考/別名	NOC2; RPH3AL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9501
免疫原	ヒトRPH3AL (NP_008918.1)のアミノ酸161-315に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UNE2
タンパク質分子量	34kDa
発送方法	保冷バッグ