

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Rpiaポリクローナル抗体 - P49247

商品番号: CM0026717

前書き

ヒトRPIA（リボース-5-リン酸イソメラーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ペントースリン酸経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPIA ウサギ pAb
備考/別名	RPI; RPIAD; RPIA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22934
遺伝子ID	22934
免疫原	ヒトRPIA (NP_653164.2) のアミノ酸82〜311番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49247
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	保冷剤