


If/Icc、Elisa用抗Rpl11ポリクローナル抗体 - P62913

商品番号: CM0015233



前書き

CamelBioの抗RPL11ウサギポリクローナル抗体は、ヒト60Sリボソームタンパク質L11（uL5）を標的とします。IF/ICCおよびELISAでバリデーション済みであり、リボソーム生合成、翻訳制御、p53シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL11ウサギpAb
備考/別名	L11; uL5; DBA7; GIG34; RPL11
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6135
遺伝子ID	6135
免疫原	ヒトRPL11（NP_001186731.1）のアミノ酸1〜177に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P62913
タンパク質分子量	20 kDa
配送	保冷バッグ