


Anti-Rpl11 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P62913

商品番号: CM0030103



前書き

ヒトRPL11（リボソーム大サブユニットタンパク質uL5）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。リボソーム生成、タンパク質合成、およびp53シグナリングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL11 Rabbit pAb
備考/別名	L11; uL5; DBA7; GIG34; RPL11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6135
GeneID	6135
免疫原	組換えタンパク質 RPL11のアミノ酸1-177 (NP_001186731.1) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62913
タンパク質分子量	20kDa
配送	氷袋