


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Rpl13ポリクローナル抗体 - P26373

商品番号: CM0026772



前書き

ヒトRPL13（60Sリボソームタンパク質L13）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。リボソーム機能および骨発生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL13 Rabbit pAb
備考/別名	L13; BBC1; eL13; D16S44E; SEMDIST; D16S444E; RPL13
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6137
免疫原	ヒトRPL13 (NP_150254.1) のアミノ酸1-211に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26373
タンパク質分子量	24kDa
配送	保冷バッグ