


抗Rpl13ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P26373

商品番号: CM0026837



前書き

ヒトRPL13（60Sリボソームタンパク質L13）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの実験が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。リボソームとタンパク質合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL13 Rabbit pAb
略号/別名	L13; BBC1; eL13; D16S44E; SEMDIST; D16S444E; RPL13
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6137
GeneID	6137
免疫原	ヒトRPL13（NP_150254.1）のアミノ酸1-211に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26373
タンパク質分子量	24kDa
発送方法	保冷剤