


Wb、Elisa用Anti-Rpl13Aウサギポリクローナル抗体 - P40429

商品番号: CM0018767



前書き

ヒトRPL13A（uL13）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。リボソーム機能、翻訳制御、GAIT複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL13AウサギpAb
備考／別名	L13A; uL13; TSTA1; RPL13A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	23521
GeneID	23521
免疫原	ヒトRPL13A（NP_036555.1）のアミノ酸1～197に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40429
タンパク質分子量	24 kDa
輸送	保冷バッグ