


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Rpl14ポリクローナル抗体 - P50914

商品番号: CM0027687



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用ウサギ抗RPL14ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを認識します。23kDaリボソームタンパク質eL14、細胞質。組換え免疫原。タンパク質合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL14 Rabbit pAb
備考/別名	L14; RL14; eL14; hRL14; CTG-B33; CAG-ISL-7; RPL14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9045
GeneID	9045
免疫原	ヒトRPL14 (NP_003964.3) のアミノ酸1-215に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50914
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスバッグ