


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Rpl17 ウサギポリクローナル抗体 - P18621

商品番号: CM0026468



前書き

ヒトRPL17（60Sリボソームタンパク質L17、別名L17、PD-

1、uL22）に対するウサギポリクローナル抗体で、W B、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットで検証済みです。リボソームタンパク質研究およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL17 Rabbit pAb
備考／別名	L17; PD-1; uL22; RPL23; RPL17
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6139
GeneID	6139
免疫原	ヒトRPL17（NP_000976.1）のアミノ酸1-184番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18621
タンパク質分子量	21kDa
輸送方法	氷袋